

همزن حرارتی دیجیتال

DHS700f


Digital Heater Stirrer

سرعت چرخش تا 2000 دور در دقیقه
دما تا 310 درجه سانتی گراد
تایمر تا 100 ساعت
نمایش دما صفحه گرمکن و دمای محلول
نمایش سرعت چرخش
صفحه گرمکن آلومینیومی
بدنه مقاوم در برابر مواد شیمیایی



Digital Heater Stirrer | DHS700f

Technical Data	
Number of stirring positions	1
Stirring quantity max. per stirring position (H2O) with Stirring bar length 5mm and 900 RPM [l]	30
Direction of rotation	counterclockwise
Speed display set-value	LCD
Speed display actual-value	LCD
Speed control	Turning knob
Speed range [rpm]	50-2000
Speed setting resolution [rpm]	10
Time (0 to 2000 rpm) [s]	160
Heat output [W]	600
Temperature display set-value	LCD
Temperature display actual-value	LCD
Temperature unit	°C
Heating temperature range [°C]	Room temp. + device self heating to 310
Heat control	Turning knob
Temperature setting range min. [°C]	0
Temperature setting range max. [°C]	310
Temperature setting resolution of heating plate [°C]	1
external temperature sensor	yes
Maximum box temperature at 310 °C [°C]	70
Time (50 to 300 °C) [s]	440
Set-up plate material	Aluminium alloy
Set-up plate dimensions [mm]	Ø 140
Timer [h]	0 - 100
Timer setting resolution [s]	1
Speed deviation (no load, nominal voltage, at 2000rpm + 25 °C) [±rpm]	3
Heat control accuracy of heating plate (at 100°C) [±°C]	5
Dimensions (W x H x D) [mm]	160 x 125 x 280
Weight [kg]	4.275
Permissible ambient temperature [°C]	5 - 40
RS 232 interface	no
USB interface	no
Analog output	no
Voltage [V]	220 - 230
Frequency [Hz]	50/60
Power input [W]	730
Power input standby [W]	5



دانش گستر

تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، شیشه آلات، مواد شیمیایی و الک های استاندارد
تهران، خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر، جنب بانک تجارت، شماره 20
طبقه اول - کدپستی: 1416934891

☎ 66416393 / 66953500-2 / 66495640

☎ 66460685

🌐 www.daneshgostarlab.com

✉ info@daneshgostarlab.com