


الک های آزمایشگاهی و صنعتی



الک دیجی (DG) ایران

DG
DG SCIENTIFIC



Daneshgostar Co.

دانش گستر (با مسئولیت محدود)

توزیع کننده تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، شیشه آلات، مواد شیمیایی و الک های استاندارد

تهران، خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر، جنب بانک تجارت، شماره ۲۰، طبقه اول

تلفن تماس: ۶۶۴۱۶۳۹۳-۲ / ۶۶۹۵۳۵۰۰ / ۶۶۴۹۵۶۴۰ / فکس: ۶۶۴۶۰۶۸۵

الک های آزمایشگاهی و صنعتی استنلس استیل

فریم های ۸، ۱۲ و ۱۸ اینچ مطابق با استاندارد ASTM E11

APERTURE	MESH NO.
3.35 mm	6
4.00 mm	5
4.75 mm	4
5.60 mm	3 1/2
6.35 mm	1/4 inch
8.00 mm	5/16 inch
9.51 mm	3/8 inch
11.20 mm	7/16 inch
12.70 mm	1/2 inch
16.00 mm	5/8 inch
19.00 mm	3/4 inch
25.40 mm	1 inch
31.50 mm	1 1/4 inch
38.10 mm	1 1/2 inch
44.50 mm	1 3/4 inch
50.80 mm	2 inch
63.50 mm	2 1/2 inch
76.20 mm	3 inch
89.00 mm	3 1/2 inch
101.60 mm	4 inch
	زیر الک
	درب الک
	الک شستشومش ۲۰۰
	الک ۱×۲۰
	الک ۱/۸×۲۰
	الک ۲×۲۰
	الک ۲/۵×۲۰

APERTURE	MESH NO.
25 Micron	500
37 Micron	400
45 Micron	325
53 Micron	270
63 Micron	250/230
75 Micron	200
90 Micron	170
105 Micron	150
106 Micron	140
125 Micron	120
150 Micron	100
180 Micron	80
212 Micron	70
250 Micron	60
300 Micron	50
355 Micron	45
420 Micron	40
500 Micron	35
600 Micron	30
710 Micron	25
840 Micron	20
1.00 mm	18
1.20 mm	16
1.40 mm	14
1.70 mm	12
2.00 mm	10
2.36 mm	8
2.80 mm	7



مش بندی دقیق
روزنه های دقیق
طراحی فریم با دقت بالا
نوار فلزی با طراحی مناسب



تهران، خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر، جنب بانک تجارت، شماره ۲۰، طبقه اول، شرکت دانش گستر

تلفن تماس: ۶۶۴۱۶۳۹۳-۲ / ۶۶۹۵۳۵۰۰ / ۶۶۴۹۵۶۴۰ / فکس: ۶۶۴۶۰۶۸۵