



الک های آزمایشگاهی و صنعتی استنلس استیل

فریم های 8، 12 و 18 اینچ مطابق با استاندارد ASTM E11

APERTURE	MESH NO.	APERTURE	MESH NO.
3.35 mm	6	25 Micron	500
4.00 mm	5	38 Micron	400
4.75 mm	4	45 Micron	325
5.60 mm	3 1/2	53 Micron	270
6.30 mm	1/4 inch	63 Micron	250/230
8.00 mm	5/16 inch	75 Micron	200
9.50 mm	3/8 inch	90 Micron	170
11.20 mm	7/16 inch	105 Micron	150
12.50 mm	1/2 inch	106 Micron	140
16.00 mm	5/8 inch	125 Micron	120
19.00 mm	3/4 inch	150 Micron	100
22.40 mm	7/8 inch	180 Micron	80
25.00 mm	1 inch	212 Micron	70
31.50 mm	1 1/4 inch	250 Micron	60
37.50 mm	1 1/2 inch	300 Micron	50
45.00 mm	1 3/4 inch	355 Micron	45
50.00 mm	2 inch	425 Micron	40
63.00 mm	2 1/2 inch	500 Micron	35
75.00 mm	3 inch	600 Micron	30
90.00 mm	3 1/2 inch	710 Micron	25
100.00 mm	4 inch	850 Micron	20
		1.00 mm	18
		1.18 mm	16
		1.40 mm	14
		1.70 mm	12
		2.00 mm	10
		2.36 mm	8
		2.80 mm	7
زیر الک			
درب الک			
الک شستشو مش 200			
الک 1×20			
الک 1/8×20			
الک 2×20			
الک 2/5×20			

66495640 / 66953500-2 / 66416393

فکس: 66460685

تهران، خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر،
جنب بانک تجارت، شماره 20، طبقه اولجهت ثبت سفارش اینترنتی
کیوارکد را اسکن نمایید!